

Un choix de confiance pour des résultats optimums.

Lumenis est un innovateur mondial en matière de technologies esthétiques qui reflètent les besoins réels des professionnels. Nous offrons des systèmes précurseurs uniques et des services de qualité incomparable. Le choix de l'un de nos produits c'est la garantie de résultats supérieurs.

Spécifications



Plateforme M22 TM	
Dimensions	44 cm x 50.5 cm x 47 cm; 17.32 in x 19.88 in x 18.5 in
Poids	40 kg ou 88 lbs
Contraintes électriques	Adaptateur universel
Universal IPL [®]	
Applications	Photo rajeunissement; Lésions vasculaires et pigmentées; Réduction permanente de la pilosité
Gamme spectrale	515–1200 nm
ExpertFilters	515, 560, 590, 615, 640, 695 nm
Densité d'énergie (Fluence)	10–35 J/cm ²
Durée d'impulsion	4–20 ms
TRT (Delay)	5–150 ms
Mode d'impulsions	Impulsions multi-séquentielles
Fréquence de répétition	Jusqu'à 1 Hz
Tailles de spot	15 mm x 35 mm, 8 mm x 15 mm
Refroidissement	Froid de contact continu
Nd:YAG Multi-Spot TM	
Applications	Varicosités des membres inférieurs; Lésions vasculaires cavernueuses; Traitement non invasif des rides faciales
Longueur d'onde	1064 nm
Densité d'énergie (Fluence)	20–225 J/cm ²
Durée d'impulsion	2–20 ms
TRT(Delay)	5–100 ms
Mode d'impulsions	Impulsions multi-séquentielles
Fréquence de répétition	Jusqu'à 1 Hz
Tailles de spot	2 mm x 4 mm, 6 mm
Refroidissement	Froid de contact continu

AMÉRIQUES	EUROPE / MOYEN-ORIENT / AFRIQUE	ASIE / PACIFIQUE	JAPAN
Santa Clara, CA Tel + 1 408 764 3000 + 1 877 586 3647 Fax + 1 408 764 3999	Dreieich-Dreieichenhain, Allemagne Tel + 49 6103 8335 0 Fax + 49 6103 8335 300 Formello (RM), Italie Tel + 39 06 90 75 230 Fax + 39 06 90 75 269 Londres, UK Tel + 44 20 8324 4200 Fax + 44 20 8324 4222	Beijing, Chine Tel + 86 10 5737 6677 Gurgaon, Inde Tel + 91 124 422 33 80 Fax + 91 124 422 33 83 Hong-Kong Tel + 852 2174 2800 Fax + 852 2722 5151	Tokyo Tel + 81 3 6743 8300 Fax + 81 3 6743 8301

